



Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	0,7 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Längenmessung
Produktgruppe	Längenmesssystem
Produktfamilie	LD

Messsystem

Toleranz (% von [Max])	0,5%
Teilung	0,01 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	449×68×38 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	449×68×38 mm
Material Gehäuse	Aluprofil
Mess-Ausrichtung	vertikal/horizontal

Energieversorgung

Steckernetzteil / Adapter für	EURO
Länder - Optional	CH

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	449×68×38 mm
Nettogewicht	0,7 kg