

# KERN MAP 130K1

# KERN

Handkraftmessgerät, z. B. für Rehabilitations-Behandlungen nach Unfällen



## Kategorie

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Marke            | KERN            |
| Produktkategorie | Medizinwaage    |
| Produktgruppe    | Handkraftmesser |
| Produktfamilie   | MAP             |

## Messsystem

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Wägebereich [Max]          | 130 kg     |
| Ablesbarkeit [d]           | 100 g      |
| Einheiten                  | kg<br>lb   |
| Empfohlenes Justiergewicht | 60 kg (M1) |
| Mögliche Justierpunkte     | 60 kg      |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Display

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Display-Art         | Grafik-LCD |
| Display Ziffernhöhe | 11 mm      |

## Bauform

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Abmessungen Gerät (B×T×H) | 55×102×212 mm |
|---------------------------|---------------|

## Funktionen

|   |       |
|---|-------|
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 1 min |
|---|-------|

## Energieversorgung

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Batterie |
| Batterie                      | CR2450   |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Batterie-/ Akkart      | Li-Metal         |
| Batterieanschluss      | Batterie-Einsatz |
| Batterie-Kapazität     | 630 mAh          |
| Batterie-Spannung      | 3 V              |
| Batterie Betriebsdauer | 53 h             |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Verwendungstemperatur [Min]     | 5 °C   |
| Verwendungstemperatur [Max]     | 35 °C  |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 %   |
| Lagertemperatur [Min]           | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max]           | 60 °C  |

## Verpackung & Versand

|  |                |
|--|----------------|
| Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H) | 350×265×85 mm  |
| Lieferzeit                             | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)         | 367×285×100 mm |
| Nettogewicht                           | 0,336 kg       |
| Versandart                             | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.                       | 0,35 kg        |
| Bruttogewicht ca.                      | 1,8 kg         |
| Versandgewicht                         | 2,1 kg         |

## Dienstleistungen

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Artikelnummer für Werkskalibrierung | 961-102K |
|-------------------------------------|----------|

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

