

KERN MAP 130K1

KERN

Handkrachtmeter, bijv. voor revalidatiebehandelingen na ongevallen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Handkrachtmeter
Productfamilie	MAP

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	130 kg
Afreesbaarheid [d]	100 g
Eenheden	kg lb
Aanbevolen justeergewicht	60 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	60 kg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	grafisch LCD
Scherm cijferhoogte	11 mm

Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	55×102×212 mm
-----------------------------	---------------

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	1 min
---	-------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	CR2450

Type batterij/accu	Li-metaal
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij capaciteit	630 mAh
Batterij spanning	3 V
Batterij oplaadtijd	53 h

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	5 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	350×265×85 mm
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	367×285×100 mm
Nettogewicht	0,336 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	2,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-102K
--	----------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

