

# KERN MAP 80K1S

# KERN

Handkraftmessgerät, z. B. für Rehabilitations-Behandlungen nach Unfällen



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Handkraftmesser
Produktfamilie	MAP

Messsystem	
Wägebereich [Max]	80 kg
Ablesbarkeit [d]	100 g
Einheiten	kg lb
Empfohlenes Justiergewicht	40 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	40 kg

Display	
Display-Art	Grafik-LCD
Display Ziffernhöhe	12 mm

Bauform	
Abmessungen Gerät (B×T×H)	55×88×212 mm

Funktionen	
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 min

Energieversorgung	
mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie	CR2450
Batterie-/ Akkuart	Li-Metal
Batterie-Kapazität	630 mAh
Batterie-Spannung	3 V
Batterie Betriebsdauer	53 h

Umgebungsbedingungen	
Verwendungstemperatur [Min]	5 °C
Verwendungstemperatur [Max]	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand	
Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	350×265×85 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	367×285×100 mm
Nettogewicht	0,31 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	2,1 kg

Dienstleistungen	
Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-102K

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

