

KERN MAP 80K1S

KERN

Handkrachtmeter, bijv. voor revalidatiebehandelingen na ongevallen



| Categorie | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Medische weegschaal |
| Productgroep | Handkrachtmeter |
| Productfamilie | MAP |

| Meetsysteem | |
|-----------------------------|------------|
| Weegbereik [Max] | 80 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 100 g |
| Eenheden | kg lb |
| Aanbevolen justiegewicht | 40 kg (M1) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 40 kg |

| Scherm | |
|---------------------|--------------|
| Type display | grafisch LCD |
| Scherm cijferhoogte | 12 mm |

| Ontwerp | |
|-----------------------------|--------------|
| Afmetingen apparaat (BxDxH) | 55x88x212 mm |

| Functies | |
|---|-------|
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 1 min |

| Stroomvoorziening | |
|--------------------------------|-----------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Batterij |
| Batterij | CR2450 |
| Type batterij/accu | Li-metaal |
| Batterij capaciteit | 630 mAh |
| Batterij spanning | 3 V |
| Batterij oplaadtijd | 53 h |

| Milieuomstandigheden | |
|---------------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Gebruikstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

| Verpakking & verzending | |
|--|----------------|
| Afmetingen transportcontainer (BxDxH) | 350x265x85 mm |
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 367x285x100 mm |
| Nettogewicht | 0,31 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,35 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,8 kg |
| Verzendgewicht | 2,1 kg |

| Diensten | |
|--|----------|
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie | 961-102K |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

