

KERN MBC-A01

KERN

Statimetro meccanico da fissare alla bilancia, campo di misurazione 10 cm – 80 cm, scala 1 mm



Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	180×890×140 mm
Peso netto	0,7853 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,80 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	4,5 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Statimetro

Sistema di misura

Linearità	±
	inch
Unità di misura	inch/ft
	cm
Divisione	1 mm
Campo di misura lunghezza [Min]	10 cm
Campo di misura lunghezza [Max]	80 cm
Tolleranza statimetro	5 mm
Campo di misura statimetro (cm)	10-80cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Omologazione

Marchio CE	✓
Approvazione medica	✓

Design

Dimensioni dispositivo (L×P×H)	900×465×180 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	900×300×180 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Allineamento di misura	orizzontale

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C