

KERN MBC-A01

KERN

Mechanische lengtemeetlat ter bevestiging aan de weegschaal, meetbereik 10 cm – 80 cm, deling 1 mm



Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	180×890×140 mm
Nettogewicht	0,7853 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	4,5 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Lengtemeetlat

Meetsysteem

Linearisatie	±
	inch
Eenheden	inch/ft
	cm
Divisie	1 mm
Meetbereik lengte [Min]	10 cm
Meetbereik lengte [Max]	80 cm
Tolerantie lengtemeetlat	5 mm
Meetbereik lengtemeetlat (cm)	10-80cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Approval

CE-teken	✓
Medische goedkeuring	✓

Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	900×465×180 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	900×300×180 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Meetuitlijning	horizontaal

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C