

KERN MBD 20K-2

KERN

Balanza para bebés optimizada ergonómicamente con amplia superficie



Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	650×350×55 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	597×350×74 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	plástico
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	560×225 mm

Funciones

Número de teclas de manejo	5
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off
Función de tara	manualmente (una y varias veces)
Función Hold	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Pila	2×1.5 V AAA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Batería capacidad	420 mAh
Batería tensión	1,5 V
Pila tiempo de carga	20 h

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	654×480×177 mm
Peso neto	2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	11,1 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkKS	963-128
---	---------

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza pesabebés
Familia de productos	MBD

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	15 kg
Lectura [d]	0,01 kg
Resolución	1.500
Linealidad	± 0,05 kg
Reproducibilidad	0,01 kg
Rango de tara	15 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb
Posibilidades de ajuste	Ajuste imposible
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,05 kg
Fluencia máxima (15 minutos)	20 g
Fluencia máxima (30 minutos)	40 g

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	30 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	597×350×74 mm
--------------------------------	---------------

KERN MBD 20K-2



Balanza para bebés optimizada ergonómicamente con amplia superficie

Número de artículo para certificado de conformidad 969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

