

KERN MBD 20K-2

KERN

Balança para bebês otimizada ergonomicamente com grande superfície



Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	650×350×55 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	597×350×74 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	material sintético
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	560×225 mm

Funções

Número de teclas para operação	5
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
Função de tarar	manualmente (uma e várias vezes)
Função Hold	✓

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Bateria	2×1.5 V AAA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria capacidade	420 mAh
Bateria tensão	1,5 V
Bateria tempo de carga	20 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	654×480×177 mm
Peso líquido	2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	11,1 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-128
--	---------

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança pesabebês
Família de produto	MBD

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	15 kg
Leitura [d]	0,01 kg
Resolução	1.500
Linearidade	± 0,05 kg
Reprodutibilidade	0,01 kg
Zona de tara	15 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb
Possibilidades de ajuste	Ajuste não possível
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,05 kg
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	30 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	597×350×74 mm
----------------------------	---------------

KERN MBD 20K-2



Balança para bebés otimizada ergonomicamente com grande superfície

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

