

KERN MBD 20K-2S05

KERN

Bilancia pesaneonati ottimizzata nell'ergonomia con ampio superficie di appoggio



Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	650×350×55 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	597×350×74 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	plastica
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	560×225 mm

Funzioni

Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
------------------	-------------------------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	2×1.5 V AAA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria capacità	420 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Batteria tempo di carica	20 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	654×480×885 mm
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	30 kg
Peso di spedizione	55,6 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-128S05
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia pesaneonati
Famiglia di prodotti	MBD

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	15 kg
Divisione [d]	0,01 kg
Risoluzione	1.500
Linearità	± 0,05 kg
Riproducibilità	0,01 kg
Range di tara	15 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg lb
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti non possibile
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,05 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	20 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	40 g

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	30 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	597×350×74 mm
----------------------------------	---------------

KERN MBD 20K-2S05



Bilancia pesaneonati ottimizzata nell'ergonomia con ampio superficie di appoggio

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

