

KERN MCB 300K100M

KERN

Sedia pesapersone mobile a quattro ruote orientabili con autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Sedia pesapersone
Famiglia di prodotti	MCB

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Risoluzione	3.000
Linearità	± 0,1 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Peso minimo [Min]	2 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	300 kg (M1)
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,1 kg

Omologazione

Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,1 kg
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Approvazione medica	✓

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	210×110×50 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	465×530×410 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	647×860×910 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	plastica
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	380×360 mm
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando	6
	3 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	off 4 min 5 min 2 min
Funzione PreTare	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione per il calcolo dell'IMC	✓
Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK CH
	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno

KERN MCB 300K100M

KERN

Sedia pesapersone mobile a quattro ruote orientabili con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale

Accumulatore tempo di carica	14 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Batteria	6×1.5 V AA
Batteria tempo di carica	50 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	914×690×1050 mm
Peso netto	21,4 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	22 kg
Peso lordo ca.	40 kg
Peso di spedizione	38,8 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-129
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

