

KERN MCC-A01

KERN

Pratica borsina per custodire l'adattatore di rete



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	200×130×60 mm
Materiale alloggiamento	plastica

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	350×300×35 mm
Peso netto	0,1495 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,7 kg

Pittogrammi

STANDARD

