

KERN MCD 300K-1

KERN

Modelo optimizado ergonómicamente de balanza silla móvil para pesar de forma segura y cómoda



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza de silla
Familia de productos	MCD

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	300 kg
Lectura [d]	0,1 kg
Resolución	3.000
Linealidad	± 0,1 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Rango de tara	299,9 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	300 kg (M1)
Tiempo de estabilización	3 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,1 kg
Fluencia máxima (15 minutos)	400 g
Fluencia máxima (30 minutos)	800 g

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	25 mm

Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico
----------------------------------	--------------------

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	200×130×60 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	500×360×370 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	625×990×985 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	acero, lacado
Material plato de pesaje	plástico
Material plataforma	Plásticos
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	390×360 mm
Ruedas de transporte	✓

Funciones

Número de teclas de manejo	6
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	off 3, 5, 15, 30 min
Función de tara	manualmente (una y varias veces)
Función Hold	✓
Función para el cálculo del IMC	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Pila	6×1.5 V AA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Batería capacidad	55 mAh
Batería tensión	18 V
Pila tiempo de carga	40 h

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1070×690×1080 mm
Peso neto	22 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	22 kg
Peso bruto aprox.	36 kg
Peso de envío	35 kg

KERN MCD 300K-1



Modelo optimizado ergonómicamente de balanza silla móvil para pesar de forma segura y cómoda

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-249
Número de artículo para calibración DAkkS	963-129
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

