

KERN MCD 300K-1

KERN

Sedia pesapersone mobile nel design ergonomico ottimizzato per una pesatura sicura e confortevole



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Sedia pesapersone
Famiglia di prodotti	MCD

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Risoluzione	3.000
Linearità	± 0,1 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Range di tara	299,9 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	300 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,1 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	400 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	800 g

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	25 mm

Linguaggi dell'interfaccia utente Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	200×130×60 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	500×360×370 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	625×990×985 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	plastica
Materiale piattaforma	Plastica
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	390×360 mm
Ruote di trasporto	✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando	6
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	off 3, 5, 15, 30 min
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Funzione Hold	✓
Funzione per il calcolo dell'IMC	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	6×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria capacità	55 mAh
Batteria tensione	18 V
Batteria tempo di carica	40 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1070×690×1080 mm
Peso netto	22 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	22 kg
Peso lordo ca.	36 kg
Peso di spedizione	35 kg

KERN MCD 300K-1



Sedia pesapersone mobile nel design ergonomico ottimizzato per una pesatura sicura e confortevole

Servizi

Numero di articolo per regolazione
in luogo di installazione 961-249

Numero di articolo per calibrazione
DAkks 963-129

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

