

KERN MCD 300K-1

KERN

Balança de cadeira em execução otimizada ergonomicamente para pesar com segurança e comodidade



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança electrónica de cadeira
Família de produto	MCD

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	300 kg
Leitura [d]	0,1 kg
Resolução	3.000
Linearidade	± 0,1 kg
Reprodutibilidade	0,1 kg
Zona de tara	299,9 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	300 kg (M1)
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,1 kg
Fluência máxima (15 minutos)	400 g
Fluência máxima (30 minutos)	800 g

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	25 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	200×130×60 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	500×360×370 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	625×990×985 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	aço, lacado
Material superfície de pesagem	material sintético
Material plataforma	Plásticos
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	390×360 mm
Rodas de transporte	✓

Funções

Número de teclas para operação	6
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	off 3, 5, 15, 30 min
Função de tarar	manualmente (uma e várias vezes)
Função Hold	✓
Função para cálculo do IMC	✓

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Bateria	6×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Bateria capacidade	55 mAh
Bateria tensão	18 V
Bateria tempo de carga	40 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1070×690×1080 mm
Peso líquido	22 kg
Método de envio	Transportadoras

KERN MCD 300K-1

Balança de cadeira em execução otimizada ergonomicamente para pesar com segurança e comodidade

Peso líquido aprox.	22 kg
Peso bruto aprox.	36 kg
Peso de envio	35 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para calibração DAkkS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

