

# KERN MGC 100K-1

# KERN

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts



Material Gehäuse	Stahl, lackiert
Material Wägeplatte	Kunststoff
Abmessungen Wägefläche (B×T)	265×210 mm

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	470×315×113 mm
Nettogewicht	3,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Badezimmerwaage
Produktfamilie	MGC

## Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Mechanical beam balance
Wägebereich [Max]	150 kg
Ablesbarkeit [d]	1 kg
Auflösung	150
Linearität	± 2 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich
Einschwingzeit	1,5 s
Anwärmzeit	10 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	1,5 kg

## Display

Display Ziffernhöhe	8 mm
---------------------	------

## Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	265×210×40 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	290×425×90 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff