

KERN MGC 100K-1

KERN

La classica bilancia robusta per determinare rapidamente il peso corporeo



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia da bagno
Famiglia di prodotti	MGC

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Bilanciamento meccanico
Portata [Max]	150 kg
Divisione [d]	1 kg
Risoluzione	150
Linearità	± 2 kg
Riproducibilità	1 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti non possibile
Tempo di stabilizzazione	1,5 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	1,5 kg

Display

Display altezza cifre	8 mm
-----------------------	------

Design

Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	265×210×40 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	290×425×90 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica

Materiale alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	plastica
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	265×210 mm

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	5 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	470×315×113 mm
Peso netto	3,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,2 kg
Peso lordo ca.	3,6 kg
Peso di spedizione	3,5 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

OPTION



+3 DAYS