

# KERN MGC 100K-1

**KERN**

De robuuste klassieker om snel het lichaamsgewicht vast te leggen



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGC

Meetsysteem	
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Mechanische balans
Weegbereik [Max]	150 kg
Afleesbaarheid [d]	1 kg
Resolutie	150
Linearisatie	± 2 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Inslingertijd	1,5 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,5 kg

Scherm	
Scherm cijferhoogte	8 mm

Ontwerp	
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	265×210×40 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	290×425×90 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	staal, gelakt

Materiaal weegoppervlak	kunststof
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	265×210 mm

Milieuomstandigheden	
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending	
Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×315×113 mm
Nettogewicht	3,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

