

KERN MGC 100K-1

KERN

O clássico robusto para determinação rápida do peso corporal



Material da caixa	aço, lacado
Material superfície de pesagem	material sintético
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	265×210 mm

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	5 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	470×315×113 mm
Peso líquido	3,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	3,5 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança de banho
Família de produto	MGC

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Balanço mecânico
Gama de pesagem [Max]	150 kg
Leitura [d]	1 kg
Resolução	150
Linearidade	± 2 kg
Reprodutibilidade	1 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste não possível
Tempo transitório	1,5 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1,5 kg

Ecrã

Ecrã altura de dígitos	8 mm
------------------------	------

Desenho

Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	265×210×40 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	290×425×90 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos