

KERN MGC 100K-1S05

KERN

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Badezimmerwaage
Produktfamilie	MGC

Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Mechanical beam balance
Wägebereich [Max]	150 kg
Ablesbarkeit [d]	1 kg
Auflösung	150
Linearität	± 2 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich
Empfohlenes Justiergewicht	100 kg (M1)
Einschwingzeit	1,5 s
Anwärmzeit	10 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	1,5 kg
Max. Kriechen (15 Minuten)	2 kg
Max. Kriechen (30 Minuten)	4 kg

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Ziffernhöhe	8 mm
---------------------	------

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	265×265×70 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	285×425×85 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Gehäuse	Stahl, lackiert
Material Wägeplatte	Kunststoff
Abmessungen Wägefläche (B×T)	265×265 mm

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	470×315×565 mm
Nettogewicht	15,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	16 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg
Versandgewicht	17,5 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129S05
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

