

KERN MGC 100K-1S05

KERN

La classica bilancia robusta per determinare rapidamente il peso corporeo



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia da bagno
Famiglia di prodotti	MGC

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Bilanciamento meccanico
Portata [Max]	150 kg
Divisione [d]	1 kg
Risoluzione	150
Linearità	± 2 kg
Riproducibilità	1 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti non possibile
Peso di calibrazione consigliato	100 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	1,5 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	1,5 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 kg

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Display altezza cifre	8 mm
-----------------------	------

Design

Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	265×265×70 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	285×425×85 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	plastica
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	265×265 mm

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	5 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	470×315×565 mm
Peso netto	15,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	16 kg
Peso lordo ca.	18 kg
Peso di spedizione	17,5 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129S05
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

