

KERN MGC 100K-1S05

KERN

De robuuste klassieker om snel het lichaamsgewicht vast te leggen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGC

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Mechanische balans
Weegbereik [Max]	150 kg
Afreesbaarheid [d]	1 kg
Resolutie	150
Linearisatie	± 2 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Aanbevolen justergewicht	100 kg (M1)
Inslingertijd	1,5 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,5 kg
Maximale kruip (15 minuten)	2 kg
Maximale kruip (30 minuten)	4 kg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	8 mm
---------------------	------

Ontwerp

Afmetingen weegplateau (B×D×H)	265×265×70 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	285×425×85 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	265×265 mm

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×315×565 mm
Nettogewicht	15,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	16 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	17,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129S05
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

OPTION



+3 DAYS