

KERN MGC 100K-1S05

KERN

O clássico robusto para determinação rápida do peso corporal



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança de banho
Família de produto	MGC

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Balanço mecânico
Gama de pesagem [Max]	150 kg
Leitura [d]	1 kg
Resolução	150
Linearidade	± 2 kg
Reprodutibilidade	1 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste não possível
Peso de aferição recomendado	100 kg (M1)
Tempo transitório	1,5 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1,5 kg
Fluência máxima (15 minutos)	2 kg
Fluência máxima (30 minutos)	4 kg

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Ecrã altura de dígitos	8 mm
------------------------	------

Desenho

Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	265×265×70 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	285×425×85 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	aço, lacado
Material superfície de pesagem	material sintético
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	265×265 mm

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	5 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	470×315×565 mm
Peso líquido	15,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	16 kg
Peso bruto aprox.	18 kg
Peso de envio	17,5 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-129S05
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

