

KERN MGD 100K-1

KERN

Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×300×19 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	300×300×19 mm
Material Wägeplatte	Glas
Abmessungen Wägefläche (B×T)	300×300 mm

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	10s
---	-----

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie	2xCR2032
Batterie-/ Akkart	Li-Metal
Batterie-Kapazität	210 mAh
Batterie Betriebsdauer	100 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	320×320×32 mm
Nettogewicht	1,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	1,77 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Badezimmerwaage
Produktfamilie	MGD

Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	180 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 kg
Auflösung	1.800
Linearität	± 1 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg lb
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	1 kg
Toleranz (% von [Max])	0,5%

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	nein
Display Ziffernhöhe	40 mm

KERN MGD 100K-1



Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit

Piktogramme

STANDARD



OPTION

