

KERN MGD 100K-1

KERN

Un design prezioso combinato con un piatto di pesata in vetro su cui salire facilmente e in massima sicurezza



Design

Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	300×300×19 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	300×300×19 mm
Materiale piatto di pesata	glas
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	300×300 mm

Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	10 sec
---------------------------------------------------------------------------	--------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	2×CR2032
Tipo di batteria/accumulatore	Li-metallo
Batteria capacità	210 mAh
Batteria tempo di carica	100 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	5 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	320×320×32 mm
Peso netto	1,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,6 kg
Peso lordo ca.	1,8 kg
Peso di spedizione	1,77 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia da bagno
Famiglia di prodotti	MGD

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	180 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Risoluzione	1.800
Linearità	± 1 kg
Riproducibilità	1 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg lb
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti non possibile
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	1 kg
Tolleranza (% da [Max])	0,5%

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	40 mm

KERN MGD 100K-1



Un design prezioso combinato con un piatto di pesata in vetro su cui salire facilmente e in massima sicurezza

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

