

KERN MLB-A01A

KERN

Probenschalen aus Aluminium, \varnothing 90 mm. Gebinde zu 80 Stück



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Schale

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-100 °C
Lagertemperatur [Max]	100 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	105×105×80 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,34 kg

Piktogramme

STANDARD

