

KERN MLB-A01A

KERN

Platillos de muestras de aluminio, \varnothing 90 mm, paquete de 80 unidades



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Tazón

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-100 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	100 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	105×105×80 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,34 kg

Pictogramas

STANDARD

