

KERN MLB-A01A

KERN

Couppelles pour échantillons en aluminium, \varnothing 90 mm, lot de 80 pièces



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bol

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-100 °C
Température de stockage [Max]	100 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	105×105×80 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,34 kg

Pictogrammes

STANDARD

