

# KERN MLB-A01A

**KERN**

Pratinhos para amostras em alumínio,  $\varnothing$  90 mm, pacotes de 80 unidades



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Tigela

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-100 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	100 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	105×105×80 mm
Peso líquido	0,3 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envio	0,34 kg

## Pictogramas

STANDARD

