

# KERN MLB-A11

**KERN**

Set de calibración de temperatura compuesto por una sonda medidora y un indicador



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Set de calibración de temperatura

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	215×150×30 mm
Peso neto	0,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,35 kg

## Pictogramas