

# KERN MLB-A 11

**KERN**

Jeu d'étalonnage de la température constitué d'un capteur et d'un afficheur



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Jeu d'étalonnage de la température

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	215×150×30 mm
Poids net	0,2 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,35 kg

## Pictogrammes