

KERN MLB-A11

KERN

Kit de calibração dos limites de temperatura composto por uma sonda térmica e um visor



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Kit de calibração de temperatura

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	215×150×30 mm
Peso líquido	0,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envio	0,35 kg

Pictogramas