

KERN MPC 300K-1LM

KERN

Balança de pessoas compacta com licença médica para a aplicação profissional no diagnóstico médico, aferição opcionalmente



Homologação clínica ✓

Ecrã

Tipo de exposição LCD
Ecrã retroiluminado sim
Ecrã altura de dígitos 25 mm
Idiomas da interface do utilizador Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões visor (L×P×A) 200×130×60 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A) 500×455×120 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A) 500×455×120 mm
Material caixa do ecrã Plásticos
Material da caixa aço, lacado
Material superfície de pesagem material sintético
Visor comprimento do cabo 1,8 m
Suporte de parede ✓

Funções

Número de teclas para operação 6
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria / acumulador 3 min / 5 min / 30 min / 15 min
Função PreTare ✓
Função de tarar manualmente (uma e várias vezes)
Função Hold ✓
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis ✓
Função para cálculo do IMC ✓
Interfaces RS-232 (opcional, factory)

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max] 12 V, 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida Adaptador AC e função de bateria (bateria não incluída)

Categoria

Marca KERN
Categoria de produto Balanças médicas
Grupo de produto Balança para pessoas
Família de produto MPC

Sistema de medição

Tipo de balança Balança de amplitude única
Sistema de pesagem Extensómetro
Gama de pesagem [Max] 300 kg
Leitura [d] 0,1 kg
Resolução 3.000
Linearidade ± 0,1 kg
Reprodutibilidade 0,1 kg
Zona de tara 299,9 kg
Unidade pré-ajustada kg
Unidades de medição kg
Peso mínimo [Min] 2 kg
Possibilidades de ajuste Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado 250 kg (M1)
Tempo transitório 3 s
Tempo de aquecimento 10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max] 0,1 kg

Homologação

Sinal CE ✓
Classe de precisão III
Escala de verificação [e] 0,1 kg
Avaliação da conformidade possível ex works ✓

KERN MPC 300K-1LM

KERN

Balança de pessoas compacta com licença médica para a aplicação profissional no diagnóstico médico, aferição opcionalmente

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	20 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	40 h
Bateria	6×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Conexão da bateria	Inserção da pilha
Bateria tiempo de carga	20 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição


Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	600×500×200 mm
Peso líquido	10,6 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	11 kg
Peso bruto aprox.	13 kg
Peso de envio	12,7 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para avaliação da conformidad (homologação)	965-129
Número do artigo para calibração DAkkS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

