

KERN MPD 200K-1EM

KERN

Bilancia pesapersone Step-On professionale con autorizzazione all'uso medicale, omologazione opzionale



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia pesapersone professionale
Famiglia di prodotti	MPD

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	250 kg
Divisione [d]	0,2 kg
Risoluzione	1.250
Linearità	± 0,2 kg
Riproducibilità	0,2 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Peso minimo [Min]	4 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 kg (M1)
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,2 kg

Omologazione

Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,2 kg
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

Approvazione medicale	✓
-----------------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	200×130×60 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	365×360×80 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	365×490×120 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	plastica
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando	1
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	15 sec
Funzione di tara	no

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	6×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria capacità	55 mAh
Batteria tensione	18 V
Batteria tempo di carica	20 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	560×440×190 mm
Peso netto	9 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

KERN MPD 200K-1EM

KERN

Bilancia pesapersona Step-On professionale con autorizzazione all'uso medico, omologazione opzionale

Peso netto ca.	9 kg
Peso lordo ca.	11 kg
Peso di spedizione	10,5 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-129
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

