


KERN MPK 200K-1P

KERN

Bilancia pesapersona con stativo per un comodo utilizzo, ergonomicamente ottimizzato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia pesapersona professionale
Famiglia di prodotti	MPK

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	250 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Risoluzione	2.500
Linearità	± 1 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg lb
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	250 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,5 kg

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	28 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	190×73×27,5 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	350×370×960 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	350×350×45 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	350×420×955 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	Plastica ABS
Materiale piatto di pesata	plastica
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	350×350 mm
Stativo altezza	900 mm

Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	10 sec
Funzione Hold	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	4×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria tensione	6 V
Batteria tempo di carica	100 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	5 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	445×1003×145 mm
Peso netto	3,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Peso di spedizione	12,9 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
--	---------

KERN MPK 200K-1P



Bilancia pesapersone con stativo per un comodo utilizzo, ergonomicamente ottimizzato

Numero di articolo per calibrazione
DAkks 963-129

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

