


KERN MPL 200K-1P

KERN

Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Personenweegschaal
Productfamilie	MPL

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	250 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Resolutie	2.500
Linearisatie	± 1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	150 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	28 mm

Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal
---------------------------------	------------------

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	190×73×27,5 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×350×960 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	350×350×45 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	350×380×960 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	350×350 mm
Statief hoogte	900 mm

Functies

Aantal toetsen voor bediening	2
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	10 sec
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Functie voor de berekening van de BMI	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	4×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij spanning	6 V

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	445×1030×140 mm
Nettogewicht	3,8 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	12,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
--	---------

KERN MPL 200K-1P



Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 963-129

Artikelnummer voor
conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

