


KERN MPS-A08



Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Geräts



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Kabel

Bauform

Kabellänge	1,5 m
------------	-------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×120×45 mm
Nettogewicht	0,127 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Piktogramme

STANDARD

