

KERN MSB 80

KERN

Porque cada centímetro es importante – tallímetro mecánico con aprobación médica por uso profesional en el diagnóstico médico



Peso neto aprox. 0,70 kg

Peso bruto aprox. 0,95 kg

Peso de envío 1,4 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Medidor de altura
Familia de productos	MSB

Sistema de medición

Unidades de medición	cm
División	1 mm
Rango de medición longitud [Min]	10 cm
Rango de medición longitud [Max]	80 cm
Tolerancia tallímetro	5 mm

Homologación

Marca CE	✓
Acreditación médica	✓

Diseño

Dimensiones del aparato (A×P×A)	880×330×100 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	882×70×28 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	135×615×85 mm
Peso neto	0,6819 kg
Método de envío	Servicio de paquetes