

KERN MSB 80

KERN

Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica



Peso di spedizione 1,4 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Statimetro
Famiglia di prodotti	MSB

Sistema di misura

Unità di misura	cm
Divisione	1 mm
Campo di misura lunghezza [Min]	10 cm
Campo di misura lunghezza [Max]	80 cm
Tolleranza statimetro	5 mm

Omologazione

Marchio CE	✓
Approvazione medica	✓

Design

Dimensioni dispositivo (L×P×H)	880×330×100 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	882×70×28 mm

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	135×615×85 mm
Peso netto	0,6819 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	0,95 kg