

KERN MSB 80

KERN

Als elke centimeter telt! Mechanische lengtemeetlat met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



Verzendgewicht 1,4 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lengtemeetlat
Productfamilie	MSB

Meetsysteem

Eenheden	cm
Divisie	1 mm
Meetbereik lengte [Min]	10 cm
Meetbereik lengte [Max]	80 cm
Tolerantie lengtemeetlat	5 mm

Approval

CE-teken	✓
Medische goedkeuring	✓

Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	880×330×100 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	882×70×28 mm

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	135×615×85 mm
Nettogewicht	0,6819 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg