

KERN MSB 80

KERN

Quando cada centímetro é tido em conta - medidor de altura mecânico com licença de clínica para a aplicação profissional no diagnóstico médico



Peso líquido aprox. 0,70 kg

Peso bruto aprox. 0,95 kg

Peso de envio 1,4 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Medidor de altura
Família de produto	MSB

Sistema de medição

Unidades de medição	cm
Divisão	1 mm
Gama de medição longitude [Min]	10 cm
Gama de medição longitude [Max]	80 cm
Tolerância vara de medição	5 mm

Homologação

Sinal CE	✓
Homologação clínica	✓

Desenho

Dimensões dispositivo (L×P×A)	880×330×100 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	882×70×28 mm

Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	135×615×85 mm
Peso líquido	0,6819 kg
Método de envio	Serviço de encomendas