

KERN MSC 100

KERN

Porque cada centímetro es importante – tallímetro mecánico con aprobación médica por uso profesional en el diagnóstico médico



Peso bruto aprox.	0,95 kg
Peso de envío	0,919 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Medidor de altura
Familia de productos	MSC

Sistema de medición

Unidades de medición	inch/ft cm
División	1 mm
Rango de medición longitud [Min]	7,5 cm
Rango de medición longitud [Max]	100 cm
Tolerancia tallímetro	5 mm
Rango de medición tallímetro (cm)	7,5-100cm

Homologación

Marca CE	✓
Acreditación médica	✓

Diseño

Dimensiones del aparato (A×P×A)	1040×290×55 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	1020×290×50 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1085×70×40 mm
Peso neto	0,694 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg