

KERN MSC 100

KERN

Lorsque chaque centimètre compte : toise mécanique avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Toise
Famille de produits	MSC

Système de mesure

Unités de mesure	inch/ft cm
Division	1 mm
Plage de mesure longueur [Min]	7,5 cm
Plage de mesure longueur [Max]	100 cm
Tolérance toise	5 mm
Plage de mesure toise (cm)	7,5-100cm

Homologation

Sigle CE	✓
Approbation médicale	✓

Forme de construction

Dimensions appareil (L×P×H)	1040×290×55 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	1020×290×50 mm

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1085×70×40 mm
Poids net	0,694 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	0,95 kg
Poids d'expédition	0,919 kg