

KERN MSC 100

KERN

Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Statimetro
Famiglia di prodotti	MSC

Sistema di misura

Unità di misura	inch/ft cm
Divisione	1 mm
Campo di misura lunghezza [Min]	7,5 cm
Campo di misura lunghezza [Max]	100 cm
Tolleranza statimetro	5 mm
Campo di misura statimetro (cm)	7,5-100cm

Omologazione

Marchio CE	✓
Approvazione medica	✓

Design

Dimensioni dispositivo (L×P×H)	1040×290×55 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	1020×290×50 mm

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1085×70×40 mm
Peso netto	0,694 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	0,95 kg
Peso di spedizione	0,919 kg