

KERN MSC 100

KERN

Als elke centimeter telt! Mechanische lengtemeetlat met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lengtemeetlat
Productfamilie	MSC

Meetsysteem

Eenheden	inch/ft cm
Divisie	1 mm
Meetbereik lengte [Min]	7,5 cm
Meetbereik lengte [Max]	100 cm
Tolerantie lengtemeetlat	5 mm
Meetbereik lengtemeetlat (cm)	7,5-100cm

Approval

CE-teken	✓
Medische goedkeuring	✓

Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	1040×290×55 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1020×290×50 mm

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1085×70×40 mm
Nettogewicht	0,694 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg
Verzendgewicht	0,919 kg