

KERN MSC 100

KERN

Quando cada centímetro é tido em conta - medidor de altura mecânico com licença de clínica para a aplicação profissional no diagnóstico médico



Peso líquido aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	0,95 kg
Peso de envio	0,919 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Medidor de altura
Família de produto	MSC

Sistema de medição

Unidades de medição	inch/ft cm
Divisão	1 mm
Gama de medição longitude [Min]	7,5 cm
Gama de medição longitude [Max]	100 cm
Tolerância vara de medição	5 mm
Gama de medição vara de medição (cm)	7,5-100cm

Homologação

Sinal CE	✓
Homologação clínica	✓

Desenho

Dimensões dispositivo (L×P×A)	1040×290×55 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	1020×290×50 mm

Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1085×70×40 mm
Peso líquido	0,694 kg
Método de envio	Serviço de encomendas