

# KERN MSF 200

**KERN**

Porque cada centímetro es importante – tallímetro mecánico con aprobación médica por uso profesional en el diagnóstico médico



## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1015×70×45 mm
Peso neto	0,789 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,006 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Medidor de altura
Familia de productos	MSF

## Sistema de medición

Unidad predefinida	mm
Unidades de medición	inch/ft cm
División	0,1 cm
Rango de medición longitud [Min]	60 cm
Rango de medición longitud [Max]	205 cm
Tolerancia tallímetro	10 mm
Rango de medición tallímetro (cm)	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-210cm @ 0,1cm ± 1cm

## Homologación

Marca CE	✓
Acreditación médica	✓

## Diseño

Dimensiones del aparato (A×P×A)	60×60×930 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	53×40×1000 mm
Alineación de medición	vertical

## Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C