

# KERN MSF 200

**KERN**

Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica



## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1015×70×45 mm
Peso netto	0,789 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,80 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Peso di spedizione	1,006 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Statimetro
Famiglia di prodotti	MSF

## Sistema di misura

Unità preimpostata	mm
Unità di misura	inch/ft cm
Divisione	0,1 cm
Campo di misura lunghezza [Min]	60 cm
Campo di misura lunghezza [Max]	205 cm
Tolleranza statimetro	10 mm
Campo di misura statimetro (cm)	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-210cm @ 0,1cm ± 1cm

## Omologazione

Marchio CE	✓
Approvazione medicale	✓

## Design

Dimensioni dispositivo (L×P×H)	60×60×930 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	53×40×1000 mm
Allineamento di misura	verticale

## Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C