

KERN MSF 200

Als elke centimeter telt! Mechanische lengteteelat met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1015×70×45 mm
Nettogewicht	0,789 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,006 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lengteteelat
Productfamilie	MSF

Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	mm
Eenheden	inch/ft cm
Divisie	0,1 cm
Meetbereik lengte [Min]	60 cm
Meetbereik lengte [Max]	205 cm
Tolerantie lengteteelat	10 mm
Meetbereik lengteteelat (cm)	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-210cm @ 0,1cm ± 1cm

Approval

CE-teken	✓
Medische goedkeuring	✓

Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	60×60×930 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	53×40×1000 mm
Meetuitlijning	verticaal

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C