

KERN MSF 200

KERN

Quando cada centímetro é tido em conta - medidor de altura mecânico com licença de clínica para a aplicação profissional no diagnóstico médico



Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1015×70×45 mm
Peso líquido	0,789 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,006 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Medidor de altura
Família de produto	MSF

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	mm
Unidades de medição	inch/ft cm
Divisão	0,1 cm
Gama de medição longitude [Min]	60 cm
Gama de medição longitude [Max]	205 cm
Tolerância vara de medição	10 mm
Gama de medição vara de medição (cm)	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-210cm @ 0,1cm ± 1cm

Homologação

Sinal CE	✓
Homologação clínica	✓

Desenho

Dimensões dispositivo (L×P×A)	60×60×930 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	53×40×1000 mm
Medição de alinhamento	vertical

Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C